



ΤΕΣ ΤΕΣΤ ΚΙΤ PH/CL



Οδηγίες χρήσης

Για να κάνετε τον έλεγχο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τα πώματα και ξεπλύντε τα φιαλίδια.
2. Βυθίστε τα φιαλίδια περίπου 40cm κάτω από την επιφάνεια του νερού, μακριά από το μηχάνημα ανακυκλοφορίας και γεμίστε τα μέχρι τη γραμμή. Συστήνεται να κάνετε τη μέτρηση με χαμηλή ηλιοφάνεια.
3. Προσθέστε τις απαραίτητες σταγόνες Phenol Red στο φιαλίδιο με την ένδειξη pH και τις σταγόνες Oto στο φιαλίδιο με την ένδειξη Cl (ο αριθμός των σταγόνων αναγράφεται στη συσκευασία). Βεβαιωθείτε ότι τα μπουκαλάκια με τα ευαίσθητα αντιδραστήρια Phenol Red και Oto δεν έχουν λήξει (διάρκεια ζωής 1 έτος) και ότι έχουν αποθηκευτεί σε δροσερό και σκιερό μέρος από την ημέρα της αγοράς τους.
4. Επανατοποθετήστε τα πώματα και αναδεύστε.
5. Συγκρίνετε στο φυσικό (ηλιακό) φως το χρώμα του υγρού με το αντίστοιχο χρώμα δίπλα στα δοκιμαστικά φιαλίδια και σημειώστε τις παρατηρήσεις σας. Προσοχή: Μετά από λίγο ο χρωματισμός αλλοιώνεται και οι ενδείξεις δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.
6. Με βάση τον παραπάνω έλεγχο διορθώστε το pH και το χλώριο όσο απαιτείται.